



# AUTOPRELEVEMENT MICROBIOLOGIQUE GENITAL

BIO MEDI QUAL  
CENTRE

## Fiche de Renseignements/ **Modalités de recueil**

(document à caractère confidentiel)

**Prélèvement :** Date : \_\_\_\_\_ Heure : \_\_\_\_\_

**Vos coordonnées :** Sexe  M  F

NOM d'usage : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_

Nom de naissance : \_\_\_\_\_ Date de naissance : \_\_\_ / \_\_\_ /  
\_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

Votre N° Tél : 0... /...../...../...../..... ↔ Pour vous joindre en cas d'Urgence

### **RENSEIGNEMENTS CLINIQUES** **nécessaires à l'interprétation des résultats**

**Contexte :**  Dépistage  Dépistage exposition  Grossesse  
systématique à risque (IST)

**Symptômes :**  **Aucun symptôme clinique**

- Douleurs / Brûlures génitales  Adénopathies inguinales
- Leucorrhées  Odeurs gênantes  Douleurs pelviennes
- Fausse couche  Stérilet en place
- IVG récente  Antécédents infectieux gynéco : \_\_\_\_\_

**Traitement récent ?** : Si oui, Nom ? \_\_\_\_\_ Arrêté depuis : \_\_\_\_\_

### **Les résultats :**

Par Internet N° Portable patient : \_\_\_\_\_

Pris au laboratoire

A poster

A déposer à la Pharmacie → → → →

*Pharmacie*

**Zone réservée au laboratoire**

Date : \_\_\_\_\_ Heure : \_\_\_\_\_

Ordonnance ? :  OUI  NON

Prélèvement :  conforme  non conforme

Visa : \_\_\_\_\_

## Modalités de recueil






BIO MEDI QUAL  
CENTRE



En remplissant ce document, le patient autorise le traitement informatique de ses informations conformément à la politique de confidentialité accessible sur [www.biomediqualecentre.fr](http://www.biomediqualecentre.fr)

- S'installer dans une position confortable.
- Ouvrir les emballages du tube de prélèvement et d'un écouvillon. Ne pas toucher ou déposer l'embout de l'écouvillon sur une surface. Sinon utiliser le second écouvillon fourni. **Le prélèvement ne doit être réalisé qu'avec un seul écouvillon** (jeter l'écouvillon blanc écrit « not for specimen collection »/utiliser l'écouvillon bleu )

1.		Tenir l'écouvillon d'une main et, de l'autre main, séparer les plis de peau autour de l'ouverture du vagin (lèvres). <b>Ne pas tremper l'écouvillon dans le milieu de transport du tube ou un autre liquide avant d'exécuter le prélèvement</b>
2.		Insérer l'écouvillon d'environ <b>5 cm (2 pouces)</b> . Faire tourner doucement l' <b>écouvillon environ 30 secondes</b> tout en le frottant contre les parois vaginales. Retirer délicatement l'écouvillon. Veuillez à ce que l'écouvillon n'entre en contact avec aucune surface.
3.		Retirer le bouchon du tube de milieu PCR et insérer l'écouvillon dans le tube jusqu'à ce que <b>la ligne noire</b> visible sur la tige de l'écouvillon soit alignée avec le bord du tube. <b>Casser à la marque de césure et le LAISSER dans le tube. Ne pas vider le liquide du tube.</b>
4.		Jeter la partie supérieure de l'écouvillon. Refermer le tube de milieu en serrant bien le bouchon. <b>L'échantillon sera jeté si :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Absence/présence de 2 écouvillons dans un tube</li><li>- Présence de sang dans le prélèvement</li><li>- Absence d'identité sur le tube</li></ul>

Conservation et Transport vers le laboratoire

**Contrôler la bonne fermeture (absence de fuite) du tube.**

Identifier le tube avec vos **NOM - PRENOM - DDN**.

Placer le prélèvement dans la grande poche du sachet et **sceller le sachet**. Placer l'ordonnance et cette **fiche complétée** dans la poche extérieure.

**Déposer le prélèvement dès que possible au laboratoire** afin d'obtenir les résultats rapidement (*Conservation maximale milieu PCR Chlamydia après prélèvement à T° 2-8°C ≤ 3 jours*)