





Tout échantillon doit être identifié de façon univoque après le prélèvement, au lit du patient, avant passage sur un automate

AUTOMATE	PARAMETRES – (TEMPS D'ANALYSE)	ECHANTILLON	DELAIS ⁽¹⁾ PRELEVEMENT - ANALYSE	PROCEDURES DEGRADEES ECHANTILLONS ET DELAIS PRELEVEMENT - ANALYSE
RAPIDPOINT 500 	- Gaz du sang (3 min) - Cooxymétrie (3 min) - Ionogramme (3 min) - Calcium ionisé (3 min) - Ac. Lactique (3min)- Glycémie (3 min)	 	30 MIN	2 HEURES (pCO2-pO2-PH) <i>Echantillon dans sachet froid</i>  Gaz du sang
			30 MIN	Cooxymétrie Ac lactique, Ca ionisé <i>Echantillon à T°C ambiante</i>  Glycémie  Ionogramme