



DEPISTAGE DE LA GRIPPE et PCR syndromique respiratoire

- PCR grippe PCR syndromique respiratoire



1 Prélèvement par écouvillonnage naso-pharyngé

- Mettre les équipements de protection individuels
- Maintenir la tête du patient légèrement inclinée en arrière
- Dans la narine présentant le plus de sécrétions, introduire de façon horizontale l'écouvillon fourni, le pousser délicatement le plus loin possible (5 à 7 cm environ chez un adulte) en suivant le plancher de la fosse nasale, parallèlement au palais.
- Effectuer une rotation lente contre la paroi nasale afin de détacher des cellules épithéliales susceptibles de contenir le virus
- Retirer lentement l'écouvillon

NB : Il est inutile de prélever au niveau de la gorge qui n'est pas tapissée par l'épithélium cilié.

En cas de sécrétions peu abondantes, il est possible de prélever les deux narines avec le même écouvillon.

IDENTITE DU PATIENT :

*Coller une étiquette
d'identification du patient*

Ou

NOM : _____ Prénom : _____

Date de naissance : _____

Renseignements cliniques :

2 Transmission au laboratoire

- Dès que le prélèvement est effectué, introduire l'écouvillon dans le tube fourni et le casser au niveau de la zone de rupture prévue
- Boucher le tube et l'identifier
- Conserver à 4° C.

----- mettre le plus rapidement possible au laboratoire.

Zone réservée au laboratoire

Date :

Heure :

Prélèvement : conforme non conforme

Visa :